## Accutase 细胞消化液

产品货号: GPB180201

产品规格: 100mL

## 一、产品描述

Accutase 是包含有蛋白水解酶和胶原酶活性的一种细胞消化液,是胰酶/EDTA 消化液的完美替换产品, 用于从常规组织培养器皿和粘附培养器皿中消化细胞。适用于组织解离和细胞分离,因分离后的细胞能保 持完好的表面抗原,且不含任何动物或者细菌来源组分,可满足对后续如细胞表面标记、病毒生长分析、 流式细胞分析以及生物反应器相关检测等多种实验的要求。与传统的胰酶消化液相比,本品具有以下优势: ①适用于绝大多数原代细胞和哺乳动物细胞系的消化,同时也包含一些昆虫细胞;②温和有效的消化干细 胞(hESCs 和 mESCs), 冻存后细胞具有更高的复苏率; ③几分钟内实现粘附细胞的分离, 不需清洗或中 和反应,节省细胞的传代时间; ④对细胞消化较为温和,能增加细胞产量和存活率; 增强细胞贴壁效率; \*\* Procell system 改善细胞形态和细胞生长特性等。

二、产品信息

形态	液体
规格	100mL
溶剂	DPBS(不含钙、镁)
储存条件	-5~-20°C
运输条件	低温运输
有效期	-5~-20℃,2 年

## 三、产品使用说明

- 2-8℃融解 Accutase,摇匀后进行分装保存。
- 使用不含钙、镁的 1× Dulbecco's PBS 润洗细胞一次;
- 以无菌操作的方式,按 25 cm²表面积(T25)加入 0.8 mL 左右的 Accutase 覆盖贴壁细胞;
- 重新放入37℃培养箱内,消化2-10 min(不同细胞具体消化时间以镜下状态为准:细胞皱缩,轻敲培 养器皿 3-5 下,细胞完全脱落);
- 普诺赛® Procells 消化结束后,加入细胞对应的完全培养基(体积根据后续培养器皿大小来定)轻柔吹打混匀,进行计 数、传代、铺板。

## 四、注意事项

- 本产品已过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
- 2-8℃中解冻,不可37℃融化本品,不宜长时间放置于室温环境或2-8℃长期保存,否则会影响酶的活 性。摇匀后使用,切忌反复冻融,用量较少时建议分装冻存;
- 消化时间可根据不同的组织或者细胞对 Accutase 的反应性不同进行调整,建议按照显微镜下观察消化 状态为准。

网站: www.procell.com.cn 电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址:湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



