Elabscience Biotechnology Co., Ltd.



A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

Cell Stimulation MIX Kit

Cat. No: E-CK-A019 Size: 50 Assays/200 Assays/500 Assays

产品编号	产品名称	50 Assays	200 Assays	500 Assays	Storage
E-CK-A011	Cell Stimulation MIX Powder (50 µg)	50 μg × 1 vial	50 μg × 4	50 μg × 10	-20°C/-80°C,
			vials	vials	shading light
E-CK-A012	Cell Stimulation MIX	120 μL	480 μL	1200 μL	-20°C, shading
	Solvent				light
	说明书	一份			

保存条件

- 1. 干粉试剂-20°C 避光可保存 1 年, -80°C 避光可保存 2 年。
- 2. 干粉溶解后可-20°C 避光保存6个月,也可以分装后-80°C 避光保存1年。

产品简介

Elabscience[®] Cell Stimulation MIX Kit 是佛波酯(Phorbol 12-Myristate 13-Acetate, PMA)和离子霉素 (Ionomycin)的混合物,可诱导多种细胞活化并分泌细胞因子。诱导后的细胞上清可以用免疫学的方法检测细胞因子,也可以在适当时间加入 Protein Transport Inhibitor MIX [E-CK-A013],通过流式的方法检测细胞因子。

试剂配制

500× **Cell Stimulation MIX**: 每管 Cell Stimulation MIX Powder (50 μg) 中加入 100 μL Cell Stimulation MIX Solvent, 充分吹打混匀配制成 500× Cell Stimulation MIX。

注:试剂配制请前将干粉在 8000~10000×g 离心 1 min,使干粉聚集于管底后再溶解配制。

操作指南

应用一:细胞因子培养上清

- 1. 用完全培养基(自备)将样本制备成单细胞悬液,并调整细胞密度为 1~2×10⁶/mL。 注:细胞密度不可过高,最大密度不超过 2×10⁶ 个/mL,细胞密度过高会影响细胞的激活效率;关注细
 - 胞状态,对于新鲜制备的原代细胞,先观察确认细胞状态良好后再诱导检测。
- 2. 每 1 mL 细胞悬液中, 加入 2 μ L 的 500× Cell Stimulation MIX, 于 37°C、5% CO₂ 培养箱中孵育细胞 4~18 h(建议根据所需检测的细胞因子设置不同的诱导时间,常见诱导时间可参考附表 1)。
- 3. 收集细胞培养上清进行后续检测或-80°C 冻存备用(上清即为含有多种细胞分泌的细胞因子上清,后续可通过 ELISA 或其他生化试剂检测细胞因子的含量及活性)。

For Research Use Only

Tel: 400-999-2100 Web: www.elabscience.cn Email: techsupport@elabscience.cn

Elabscience Biotechnology Co., Ltd.



A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

应用二: 胞内因子检测

- 用完全培养基(自备)将样本制备成单细胞悬液,并调整细胞密度为 1~2×10⁶/mL。
 注:细胞密度不可过高,最大密度不超过 2×10⁶ 个/mL,细胞密度过高会影响细胞的激活效率;关注细胞状态,对于新鲜制备的原代细胞,先观察确认细胞状态良好后再诱导检测。
- 2. 每 1mL 细胞悬液中, 加入 2 μL 的 500× Cell Stimulation MIX, 于 37°C、5% CO₂ 培养箱中孵育细胞 0.5~1 h。
- 3. 每 1mL 细胞悬液中,加入 1 μ L 1000×Protein Transport Inhibitor MIX [E-CK-A013],于 37°C、5%CO₂培养箱中继续孵育 5~16 h (根据所需检测的细胞因子设置不同的诱导时间,常见诱导时间可参考附表 1)。
- 4. 收集细胞悬液, 250~300×g 离心 5 min, 弃上清, 收集细胞沉淀, 固定后即可用于后续的胞内因子检测。

附表 1: 胞内因子诱导条件参考

种属	靶细胞	细胞因子/趋化因子	诱导时间
	脾脏 T 淋巴细胞	IL-17A	5~6 h
		IFN-γ	5~6 h
Mouse		IL-4	5~6 h
Wiouse		IL-2	5~6 h
		IL-10	5~6 h
		IL-6	5~6 h
		IL-17A	5~6 h
		IFN-γ	5~6 h
		IL-4	5~6 h
Human	外周血T淋巴细胞	IL-2	5~6 h
		IL-6	5~6 h
		IL-10	5~6 h
		IL-21	5~6 h

For Research Use Only

Tel: 400-999-2100 Web: www.elabscience.cn Email: techsupport@elabscience.cn

Elabscience Biotechnology Co., Ltd.



A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

常见问题及解决方案

现象	可能原因	建议
	细胞密度过大。	调整细胞密度为 1~2×106/mL。
	红细胞干扰。	含有较多红细胞的组织,先进行裂 红处理。
未检测到细胞因子表达	试剂失效。	合理保存试剂,并在有效期内使用。
<u> </u>	抗体效果不佳。	选用有效的抗体做阳性对照。
	细胞膜固定破膜效果不佳。	选择良好的固定破膜剂。
	诱导时间不够。	设置诱导时间梯度,选择最佳的诱 导时间。
胞内因子表达过高	细胞状态差,死细胞较多。	诱导前确保细胞状态良好,排除死 细胞的干扰。
肥竹囚丁來及以同	抗体的非特异性结合。	增加抗体封闭流程,降低非特异性结合。
上清中检测到细胞因子而胞 内未检测到	阻断剂孵育时间过短。	适当增加 1000×Protein Transport Inhibitor MIX 阻断时间。
细胞损失较多	离心条件不合适。	未固定的活细胞离心力不超过 300×g,升速不超过3,降速不超过 2,可以极大降低离心带来的细胞损 失。
	细胞数太多,固定不充分。	增加固定液体积和延长固定的时 间。

注意事项

- 1. 本产品仅限于专业人员的科学研究使用。
- 2. 由于 Protein Transport Inhibitor MIX 中布雷菲德菌素 A 对 CD69 的影响,建议在检测 CD69 时,不加 Protein Transport Inhibitor MIX。但此操作可能会导致胞内因子分泌到细胞外而检测不到。
- 3. 请注意安全事项,遵守实验室试剂操作规范操作。为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4. 请按照合适的温度保存本产品,以免失效。

For Research Use Only

Tel: 400-999-2100 Web: www.elabscience.cn Email: techsupport@elabscience.cn