(本试剂盒仅供体外研究使用,不用于临床诊断!)

产品货号: E-BC-K157-S

产品规格: 50 assays(24 samples)/100 assays(48 samples)

检测仪器: 紫外-可见光分光光度计(636 nm)

Elabscience® ATP 含量比色法测试盒 ATP Colorimetric Assay Kit

使用前请仔细阅读说明书。如果有任何问题,请通过以下方式联系我们:

电话: 400-999-2100

邮箱: biochemical@elabscience.cn

网址: www.elabscience.cn

具体保质期请见试剂盒外包装标签。请在保质期内使用试剂盒。 联系时请提供产品批号(见试剂盒标签),以便我们更高效地为您服务。

用途

本试剂盒适用于检测动物组织样本中 ATP 的含量。

检测原理

肌酸激酶催化肌酸和 ATP 反应生成磷酸肌酸,通过比色法检测磷酸肌酸的含量,以此反应出 ATP 的含量。

提供试剂和物品

编号	名称	规格 1 (Size 1) (50 assays)	规格 2 (Size 2) (100 assays)	保存方式 (Storage)
试剂一	提取液	30 mL×1 瓶	60 mL×1 瓶	2-8°C
(Reagent 1)	(Extracting Solution)	30 IIIE - 1 //A	00 IIIL×1 //K	保存6个月
试剂二	底物	 粉剂×1 瓶	粉剂×2 瓶	2-8°C
(Reagent 2)	(Substrate)	40 M1 M4		保存6个月
试剂三	缓冲液	12 mL×1 瓶	24 mL×1 瓶	2-8°C
(Reagent 3)	(Buffer Solution)	12 IIIL^1 71A,		保存6个月
试剂四	酶试剂	粉剂×1 支	粉剂×2 支	-20°C
(Reagent 4)	(Enzyme Reagent)	初州/1文		保存6个月
试剂五	蛋白沉淀剂	3 mL×1 瓶	6 mL×1 瓶	2-8°C
(Reagent 5)	(Protein Precipitator)	3 IIIL^1 7/A		保存6个月
试剂六	显色剂 A	24 mL×1 瓶	48 mL×1 瓶	2-8°C 避光
(Reagent 6)	(Chromogenic Agent A)	24 IIIL^1 7A		保存6个月
试剂七	显色剂 B	8 mL×1 支	16 mL×1 瓶	2-8°C
(Reagent 7)	(Chromogenic Agent B)	8 IIIL^1 X		保存6个月
试剂八	终止剂	30 mL×1 瓶	60 mL×1 瓶	2-8°C
(Reagent 8)	(Stop Solution)			保存6个月
试剂九	标准品	粉剂×2 支	粉剂×4 支	2-8°C
(Reagent 9)	(Standard)	777 /11 ^2 又		保存6个月

说明: 试剂严格按上表中的保存条件保存,不同测试盒中的试剂不能混用。 对于体积较少的试剂,使用前请先离心,以免量取不到足够量的试剂。

所需自备物品

仪器: 紫外-可见光分光光度计(636 nm)、水浴锅(100°C)

试剂: 双蒸水、生理盐水(0.9% NaCl)

试剂准备

① 检测前. 所有的试剂平衡至室温。

② 试剂二工作液的配制

向试剂二中加入6 mL双蒸水, 拧紧瓶盖, 放入沸水中水浴使其完全溶解; 使用前观察到有结晶析出, 可沸水浴溶解后, 放置37℃保存待用。使用完后 2-8℃保存7天。

③ 试剂四工作液的配制:

取1.8 mL双蒸水加入到试剂四中,充分溶解后放置冰盒上待用。 使用完后-20°C保存7天。

4) 对照工作液的配制:

按试剂二工作液: 试剂三: 双蒸水=100: 200: 30的比例配制, 现用现配, 按雲配制。

测定工作液的配制:

按试剂二工作液: 试剂三: 试剂四工作液=100: 200: 30的比例配制,现用现配,按需配制。

⑤ 显色剂工作液配制:

按试剂六:试剂七=3:1配制,37℃放置1小时,现用现配,按需配制。

⑥ 10 mmol/L ATP标准品储备液: 取一支试剂九加入1 mL双蒸水,充分混匀溶解,-20℃保存7天。

⑦ 1 mmol/LATP标准品:

按10 mmol/L ATP标准品储备液: 双蒸水=1: 9配制, 即10倍稀释, -20℃保存7天。

样本准备

① 样本处理

组织样本处理:准确称取 0.1 g 组织样本,并剪碎放入 2 mL EP 管中(或经多次清洗的试管),加入 0.9 mL 试剂一提取液,在冰水浴条件下,60 Hz,90 s 研磨制成组织匀浆,并沸水浴 2 min,流水冷却后, $10000 \times g$,离心 10 min,取上清待测。

② 样本的稀释

在正式检测前,需选择差异较大的2-3例样本稀释成不同浓度进行预实验,结合检测范围: 0.01-1.5 mmol/L,不同样本的稀释如下表(仅供参考):

样本	稀释倍数	样本	稀释倍数
10%大鼠肌肉组织	2-3	10%大鼠肾脏组织	2-3
10%大鼠肝脏组织	2-3	10%大鼠肺组织	2-3
10%大鼠脑组织	2-3		

注:稀释液为双蒸水。

实验关键点

- ① 使用的实验器具应多次冲洗(10次左右),避免磷污染。
- ② 取用显色剂时,应倒出部分使用,避免试剂被污染。
- ③ 需要使用新鲜样本。

操作步骤

① 空白管、标准管: 取 30 μL 的 1 mmol/L 标准品, 加入到 1.5 mL EP 管中:

对照管、测定管:取30 µL待测样本,加入1.5 mLEP管中。

- ② 向空白管、对照管加入 330 uL 对照工作液。
- ③ 向标准管、测定管加入 330 µL 测定工作液。
- ④ 混匀后, 37℃解育 30 min。
- ⑤ 向④中各管加入 50 µL 试剂五。
- ⑥ 混匀 3 s 后, 10000 × g 离心 5 min, 取 300 μL 上清测定。
- ⑦ 向⑥中各管加入 500 μL 显色剂工作液。
- ⑧ 混匀后, 室温静置 2 min。
- ⑨ 向⑧中各管加入 500 μL 试剂八。
- ⑩ 混匀后,室温静置 5 min,636 nm 处,0.5 cm 光径石英比色皿,双蒸水调零,测各管 OD 值。

操作表

	空白管	标准管	对照管	测定管
1 mmol/L 标准品(μL)	30	30		
样本上清(μL)			30	30
对照工作液(μL)	330		330	
测定工作液(μL)		330		330
混匀, 37℃孵育 30 min				
试剂五(μL)	50	50	50	50
混匀 3 s 后, 10000×g 离心 5 min, 取 300 μL 上清测定				
反应液上清(μL)	300	300	300	300
显色剂工作液(μL)	500	500	500	500
混匀后,室温静置 2 min				
试剂八(μL)	500	500	500	500
混匀后, 室温静置 5 min, 636 nm 处, 0.5 cm 光径石英比色皿, 双蒸水调零,				
测各管 OD 值。				

结果计算

组织中 ATP 含量:

$$\frac{\text{ATP 含量}}{\text{(mmol/kg 组织湿重)}} = \frac{ 测定 \text{ OD } \text{ 值-对照 OD } \text{ 值}}{\text{标准 OD } \text{ 值-空白 OD } \text{ 值}} \times c \div \frac{m}{V_1} \times f$$

注解:

c: 标准品浓度为 1 mmol/L

m: 组织的鲜重(g), 建议 m 取 0.1 g

 V_1 : 组织处理过程中加入试剂一的体积(mL), 建议取 0.9 mL


f: 样本加入检测体系之前的稀释倍数

附录1 关键数据

1. 技术参数

检测范围	0.01-1.5 mmol/L	平均批间差	9.3 %
灵敏度	0.01 mmol/L	平均批内差	3.6 %
平均回收率	103 %		

2. 标准曲线(数据仅供参考)



附录2 实例分析


例如检测大鼠肌肉组织(数据仅供参考):

取大鼠肌肉组织, 按说明书处理后, 用双蒸水稀释3倍, 按操作表检测, 结果如下:

空白管平均OD值为0.048,标准管平均OD值为0.622,测定管平均OD值为0.761,对照管平均OD值为0.758,计算结果为:

ATP (mmol/kg 组织湿重) =
$$\frac{0.761 \text{-} 0.758}{0.622 \text{-} 0.048} \times 1 \div 0.1 \times 0.9 \times 3 = 0.14 \text{ mmol/kg}$$
 组织湿重

按照说明书操作,测定大鼠肌肉(稀释3倍,加样量30 μ L)、大鼠肝脏(稀释2倍,加样量30 μ L)、大鼠脑组织(稀释2倍,加样量30 μ L)、大鼠脑组织(稀释2倍,加样量30 μ L)中ATP含量(如下图):



附录3 问题答疑

问题	可能原因	建议解决方案
复孔差异大	未严格按说明书操作	严格按照说明书操作
空白管 OD 值高	反应体系被污染	多次冲洗实验器具
	样本稀释倍数太大	选择合适稀释倍数,重新检测
样本测不出值 	样本保存时间过长或者保 存不当	取新鲜样本, 重新检测
样本测量结果>1.5 mmol/L	样本浓度太高	选择合适稀释倍数,重新检测

声明

- 1. 试剂盒仅供研究使用,如将其用于临床诊断或任何其他用途,我公司将 不对因此产生的问题负责.亦不承担任何法律责任。
- 2. 实验前请仔细阅读说明书并调整好仪器,严格按照说明书进行实验。
- 3. 实验中请穿着实验服并戴乳胶手套做好防护工作。
- 试剂盒检测范围不等同于样本中待测物的浓度范围。如果样品中待测物浓度过高或过低,请对样本做适当的稀释或浓缩。
- 若所检样本不在说明书所列样本类型之中,建议先做预实验验证其检测 有效性。
- 6. 最终的实验结果与试剂的有效性、实验者的相关操作以及实验环境等因 素密切相关。本公司只对试剂盒本身负责,不对因使用试剂盒所造成的 样本消耗负责,使用前请充分考虑样本可能的使用量,预留充足的样本。

附录4 客户发表文献

- 1. Fu X Z , Wang Y .Correction to: Interferon- γ regulates immunosuppression in septic mice by promoting the warburg effect through the PI3K/AKT/mTOR pathway[J].Molecular Medicine, 2023, 29(1).DOI:10.1186/s10020-023-00710-w.
- 2. Malla A , Gupta S , Sur R .Inhibition of lactate dehydrogenase A by diclofenac sodium induces apoptosis in HeLa cells through activation of AMPK[J].FEBS Journal, 2024, 291(16):25.DOI:10.1111/febs.17158.
- 3. Pan L , Tianjiao E , Xu C ,et al.The apoptotic effects of soybean agglutinin were induced through three different signal pathways by down-regulating cytoskeleton proteins in IPEC-J2 cells[J].Scientific Reports, 2023, 13.DOI:10.1038/s41598-023-32951-4.
- 4. Sawong S , Pekthong D , Suknoppakit P ,et al.Calotropis gigantea stem bark extracts inhibit liver cancer induced by diethylnitrosamine[J].Scientific reports, 2022, 12(1):12151.DOI:10.1038/s41598-022-16321-0.
- 5. Olaniyi K S , Areloegbe S E .Acetate ameliorates ovarian mitochondrial dysfunction in letrozole-induced polycystic ovarian syndrome rat model by improving mitofusin-2[J].Journal of Physiological Sciences, 2024, 74(1).DOI:10.1186/s12576-024-00908-5.