Elabscience Biotechnology Co., Ltd.



A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit

Cat. No: GCQ0054 Size: 500 Assays/1000 Assays

产品编号	产品名称	500 Assays	1000 Assays	Storage
E-CK-A341A	MTT (5×)	5 mL×1	10 mL×1	2∼8°C, shading light
E-CK-A341B	MTT Diluent Buffer	12.5 mL×2	12.5 mL×4	2~8°C
E-CK-A341C	Formazan Dissolution Buffer	50 mL	50 mL×2	2~8°C, shading light
说明书			一份	

保存条件

2~8°C保存一年, MTT (5×)需避光保存。

检测原理

Elabscience®的MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit可广泛应用于细胞增殖和细胞毒性检测。MTT是噻唑蓝(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide),可被线粒体内的一些脱氢酶还原生成结晶状的深紫色产物甲臜(Formazan)。甲臜可被Formazan Dissolution Buffer完全溶解,并通过酶标仪测定 570 nm波长附近的吸光度。细胞增殖速度越快,则吸光度越高;细胞毒性越大,则细胞增殖减慢从而导致吸光度降低。

实验操作指南

方法一: 针对悬浮细胞和贴壁细胞

1. 准备工作

本试剂盒中MTT (5×)为浓缩液,实验前稀释成1×工作液。例如: 取100 μL MTT (5×),加入400 μL MTT Diluent Buffer,混匀后即为1× MTT工作液。

注: 建议现配现用, 配置后的1×MTT工作液注意避光保存。

2. 取生长状态良好的细胞,调整细胞密度,按每孔 100 μL 细胞悬液接种于 96 孔板中,同时设空白孔 (不加细胞但是加入同体积的培养基)。

注:通常细胞增殖实验每孔加入100 μL约含2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入100 μL约含5000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。

- 3. 根据实验设计对细胞进行培养和处理。
- 4. 每孔加入 50 μL 的 1× MTT 工作液。继续孵育 4 h, 使 MTT 还原为甲臜。

注: MTT孵育条件与细胞培养条件相同。

- 5. 提前取出 Formazan Dissolution Buffer, 复温至室温, 每孔加入 100μL Formazan Dissolution Buffer, 继续孵育 1~4 h, 使甲臜充分溶解(为促进甲臜溶解,可在 37℃孵育摇床中摇转孵育)。
- 6. 镜下观察, 甲臜充分溶解后用酶标仪测定在 570 nm 处的吸光度。

For Research Use Only

Tel: 400-999-2100 Web: www.elabscience.cn Email: techsupport@elabscience.cn

Elabscience Biotechnology Co., Ltd.

Elabscience®

A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

7. 结果计算:

细胞存活率(%) =
$$\frac{OD_{sample} - OD_{blank}}{OD_{control} - OD_{blank}} \times 100\%$$

抑制率(%) =
$$\frac{OD_{control} - OD_{sample}}{OD_{control} - OD_{blank}} \times 100\%$$

[注]:

OD_{sample}: 实验孔的OD值 OD_{control}: 对照孔的OD值 OD_{blank}: 空白孔的OD值

方法二: 限贴壁细胞

1. 准备工作

本试剂盒中MTT (5×)为浓缩液,实验前稀释成1×工作液。例如: 取100 μL MTT (5×),加入400 μL MTT Diluent Buffer,混匀后即为1×MTT工作液。

注:建议现配现用,配置后的1×MTT工作液注意避光保存。

2. 取生长状态良好的细胞,调整细胞密度,按每孔 100 μL 细胞悬液接种于 96 孔板中,同时设空白孔 (不加细胞但是加入同体积的培养基)。

注:通常细胞增殖实验每孔加入 100μ L约含2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入 100μ L约含5000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。

- 3. 根据实验设计对细胞进行培养和处理。
- 4. 每孔加入 $50 \mu L$ 的 $1 \times MTT$ 工作液。继续孵育 4 h,使 MTT 还原为甲臜。

注: MTT孵育条件与细胞培养条件相同。

5. 小心吸出上清液,每孔加入 150 μL 的 DMSO(自备)使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。

注:吸出上清时可先离心,避免吸出漂浮的细胞及甲臜试剂,充分摇匀1~4小时,使甲臜充分溶解后再检测。

- 6. 用酶标仪测定在 570 nm 处的吸光度。
- 7. 结果计算:

细胞存活率(%) =
$$\frac{OD_{sample} - OD_{blank}}{OD_{control} - OD_{blank}} \times 100\%$$

抑制率(%) =
$$\frac{OD_{control} - OD_{sample}}{OD_{control} - OD_{blank}} \times 100\%$$

[注]:

OD_{sample}: 实验孔的OD值 OD_{control}: 对照孔的OD值 OD_{blank}: 空白孔的OD值

For Research Use Only

Tel: 400-999-2100 Web: www.elabscience.cn Email: techsupport@elabscience.cn

Elabscience Biotechnology Co., Ltd.



A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

注意事项

- 1. 本产品仅供科研使用。
- 2. 为了您的安全与健康,请穿戴实验室工作服和一次性手套进行操作,并遵守实验室试剂操作规程。
- 3. 保质期1年。为获得最佳的使用效果,请在6个月内使用。
- 4. MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。
- 5. 细胞接种时注意混匀,避免细胞沉降导致每孔中细胞接种数量不一致。
- 6. MTT 的孵育时间一般为 1~4 小时, 建议预实验摸索最佳细胞接种数量和 MTT 孵育时间。
- 7. 使用 96 孔板进行细胞培养时,需注意水分蒸发而带来的结果误差,建议弃用外围一圈的孔,改加 同体积的 PBS、水或细胞培养液,另外,也可将 96 孔板置于培养箱中靠近水源的地方,以减缓水 分蒸发。
- 8. 酶标仪检测 OD 时,确保每一个孔内都没有气泡,否则会干扰测定。
- 9. 本试剂盒的检测依赖于脱氢酶催化反应,所以还原剂(抗氧化剂)会干扰检测,如果待检测系统中存在还原剂,需设法除去。或者在加入 MTT 之前更换新鲜培养基,去掉待测药物的影响。

For Research Use Only

Tel: 400-999-2100 Web: www.elabscience.cn Email: techsupport@elabscience.cn