

(本试剂仅供体外研究使用, 不用于临床诊断!)

即用型终止液

Stop Solution

产品货号: GEIR-006

规格: 100mL/ 1000mL

使用前请仔细阅读说明书。如果有任何问题, 请通过以下方式联系我们:

电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@elabscience.cn

网址: www.elabscience.cn

具体保质期请见试剂外包装标签

联系时请提供产品货号(见试剂标签), 以便我们更高效地为您服务

产品简介

本品为即用型工作液，用于终止ELISA显色反应。

保存

存放于2-8℃，可稳定保存12个月。

使用方法

ELISA实验时，加底物显色反应适当时间后，每孔加入终止液50μL终止显色，随后使用酶标仪读取OD值。

注意事项：本品主要成分为 1M 硫酸溶液，有腐蚀性，使用时注意防护。