Leibovitz's L-15

产品货号: PM151010 产品规格: 500mL

一、产品简介

Leibovitz's L-15培养基的缓冲系统由磷酸盐和游离碱基氨基酸组成,代替了传统的碳酸氢钠缓冲系统,同时,用半乳糖和丙酮酸钠代替葡萄糖可以防止酸性代谢副产物的形成,有助于维持培养液PH的稳定,适合用于非 CO_2 平衡环境的细胞培养。Leibovitz's L-15培养基适用于猴肾细胞和HEP-2的培养、原代(如胚胎和成人组织)细胞分离。

本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分,但不含蛋白质、脂类或任何生长因子,故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。

二、产品信息

) HH 111 100	
形态	液体 Procell syster
浓度	张连赛 [®] Proces
规格	500mL
pH	7.2-7.4
缓冲体系	磷酸盐、氨基酸缓冲系统
L-谷氨酰胺	300 mg/L
NaHCO ₃	无
D-葡萄糖	无
D-半乳糖	900 mg/L
丙酮酸钠 Procells	550 mg/L
HEPES缓冲液	无
酚红指示剂	10 mg/L
储存条件	2-8℃,避光 ©温水暖® Procell system
运输条件	常温七年
有效期	18个月

三、注意事项

- 1. 本产品经 0.1 μm过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染;
- 2. 本品不适用于CO₂环境,CO₂会导致培养液pH降低(培养液变黄),严重影响细胞生长;
- 3. 为保持本产品的最佳使用效果,请勿进行冻融处理;
- 4. 本产品仅用于科研或进一步研究使用,不用于诊断和治疗。

网站: <u>www.procell.com.cn</u>

电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



