普诺赛[®] Procell system

人直肠黏膜上皮细胞

Cat NO.: CP-H041

一、产品简介

产品名称 人直肠黏膜上皮细胞 rocell system

组织来源 直肠组织

细胞简介 🔐 🤻 🤻

人直肠黏膜上皮细胞分离自直肠组织;直肠为大肠的未段,位于小骨盆内。上端平第3骶椎处接续乙状结肠, 沿骶骨和尾骨的前面下行,穿过盆膈,下端以肛门而终。直肠上端的大小似结肠,其下端扩大成直肠壶腹,是粪 便排出前的暂存部位,最下端变细接肛管。直肠在盆腔内的位置与骶椎腹面关系密切,与骶椎有相同的曲度。直 肠周围多脂肪、无纵带,位于膀胱和生殖器官的背侧。直肠的动脉血供主要是来自肠系膜下动脉的直肠上动脉, 来自髂内动脉的直肠中动脉和来自髂内动脉的直肠下动脉。肠黏膜上皮细胞是机体内外环境的重要屏障,持续暴 露于大量抗原中,也是机体面对病原微生物的第一道防线。因此,肠黏膜上皮细胞除有吸收、分泌和转运等重要 生理功能之外,在黏膜先天性和获得性免疫防御机制中也起着重要作用。肠黏膜上皮细胞作为首先接触抗原的细 胞,在黏膜免疫反应的起始阶段发挥关键作用,它决定黏膜免疫反应的发生、性质和强度。

方法简介

普诺赛实验室分离的人直肠黏膜上皮细胞采用先机械分离法、后胶原酶消化法并通过上皮细胞专用培养基培 养筛选制备而来,细胞总量约为5×10⁵ cells/瓶。

质量检测

普诺赛实验室分离的人直肠黏膜上皮细胞经Cytokeratin-18免疫荧光鉴定,纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。

培养信息

鼠尾胶原 I (2-5 µg/cm²) 包被条件

培养基 含FBS、生长添加剂、Penicillin、Streptomycin等

完培货号 CM-H041

换液频率 每2-3天换液一次

生长特性 贴壁

细胞形态 上皮细胞样 传代特性 可传2-3代

传代比例 1:2

消化液 0.25%胰蛋白酶

培养条件 气相:空气,95%; CO₂,5%

人直肠黏膜上皮细胞体外培养周期有限,建议使用普诺赛配套的专用生长培养基及正确的操作方法来培 养,以此保证该细胞的最佳培养状态。

二、细胞培养状态

发货时发送细胞电子版照片

三、使用方法

网站: www.procell.com.cn 电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



寒® | Procell system



普诺赛[®] Procell system

人直肠黏膜上皮细胞是一种上皮细胞样细胞,细胞形态呈贴壁,在普诺赛技术部标准操作流程下,细胞可传 2-3代,建议您收到细胞后尽快进行相关实验。

客户收到细胞后,请按照以下方法进行操作:

取出T25细胞培养瓶,用75%酒精消毒瓶身,拆下封口膜,放入37℃、5% CO₂ 、饱和湿度的细胞培养箱中静置3-4 h,以稳定细胞。

l system

- 贴壁细胞消化
 - 1) 吸出T25细胞培养瓶中的培养基,用PBS清洗细胞一次;
- 2)添加0.25%胰蛋白酶消化液1 mL至T25培养瓶中,轻微转动培养瓶至消化液覆盖整个培养瓶底后,吸出 多余胰蛋白酶消化液,37℃温浴1-3 min;倒置显微镜下观察,待细胞回缩变圆后,再加入5 mL完全培养基 终止消化;
 - 3)用吸管轻轻吹打混匀,按传代比例接种T25培养瓶传代,然后补充新鲜的完全培养基至5 mL,置于37°C、5% CO₂ 、饱和湿度的细胞培养箱中静置培养;
 - 4)待细胞完全贴壁后,培养观察,用于实验;之后再按照换液频率更换新鲜的完全培养基。 15 10 11
- 细胞实验

因原代细胞贴壁特殊性,贴壁的原代细胞在消化后转移至其他实验器皿(如玻璃爬片、培养板、共聚焦培养皿等)时,需要对实验器皿进行包被,以增强细胞贴壁性,避免细胞因没贴好影响实验;包被条件常选用鼠尾胶原 I (2-5 μg/cm²),多聚赖氨酸PLL(0.1 mg/mL),明胶(0.1%),依据细胞种类而定。悬浮/半悬浮细胞无需包被。

四、注意事项

- 培养基于4℃条件下可保存3个月。
- 在细胞培养过程中,请注意保持无菌操作。
- 消化过程中,胰酶消化时间不宜过长,否则会影响细胞贴壁及其生长状态。
- 建议客户收到细胞后前3天每个倍数各拍几张细胞照片,记录细胞状态,便于和普诺赛技术部沟通;由于运输的原因,个别敏感细胞会出现不稳定的情况,请及时和我们联系,详尽告知细胞的具体情况,以便我们的技术人员跟踪、回访直至问题得到解决。
- 该细胞只可用于科研。

备注:由于实验所用试剂、操作环境及操作手法的不同,以上方法仅供各实验室参考



网站: <u>www.procell.com.cn</u> 电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



