

Ponceau S Solution

Cat. No: E-IR-R127

Size: 100 mL/ 200 mL/ 500 mL

产品信息

产品编号	产品名称	100 mL	200 mL	500 mL	Storage
E-IR-R127	Ponceau S Solution	100 mL	200 mL	500 mL	RT

产品简介

丽春红(Ponceau S)染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜(NC)和醋酸纤维素膜(Cellulose Acetate Membrane) 上的蛋白检测, 但不适用于尼龙膜。丽春红带负电荷, 可以与带正电荷的氨基酸残基结合, 同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合, 从而形成红色的条带。

本产品使用方便、本底低、性能长期稳定、着色清晰、灵敏度较高、可检测 250 ng 以上的蛋白。

产品使用说明

染色后, 用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液冲洗至背景清晰, 然后进行后续试验, 如 ECL、Dot-ELISA 等。

保存条件

室温保存, 有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。