

克-亨氏液 (Krebs-Hensleit's Solution)

货号: GPB180348

规格: 500mL

一、产品描述

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 也叫生理溶液 (Physiological Solution), 是集缓冲液的缓冲力、生理盐水的等渗性以及培养液的营养供应特点于一体的, 具有维持渗透压、保持pH稳定以及提供简单的营养的作用, 可满足体外实验中组织、器官或细胞的生存和代谢的基本需要。一些平衡盐溶液中还添加了少量酚红, 用以指示溶液的酸碱度变化。

克-亨氏液英文全称Krebs-Hensleit's Solution, 是由著名生物化学家Krebs和其学生Hensleit共同研制的一种平衡盐溶液, 其成分主要包括NaCl、KCl、KH₂PO₄、MgSO₄、CaCl₂、NaHCO₃以及葡萄糖。克-亨氏液 (Krebs-Hensleit's Solution) 适用于哺乳类动物的各种组织, 常用于离体气管条以及离体心脏或肝脏的灌注。

二、产品信息

形态	液体
浓度	1×
规格	500mL
pH	7.2-7.6
CaCl ₂ (无水)	30.8 mg/L
MgSO ₄ •7H ₂ O	232 mg/L
NaHCO ₃	1260 mg/L
D-葡萄糖	2000 mg/L
酚红指示剂	无
储存条件	2-30°C
运输条件	常温
有效期	24个月

三、注意事项

1. 本产品为即用型, 经0.1 μm过滤除菌, 可直接使用, 使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理;
2. 使用本产品时应注意无菌操作, 避免污染;
3. 本产品含有钙镁离子, 易产生少量沉淀, 一般温浴后沉淀即可溶解; 若沉淀较多且又无法溶解时, 请放弃使用;
4. 本产品仅用于科研或进一步研究使用, 不用于诊断和治疗。

网站: www.procell.com.cn

电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



Rev. V2.0