

Jiyoye细胞说明书

Cat NO.:GCL-0842

基本信息

中文名称	人B淋巴细胞
细胞简称	Jiyoye
细胞别称	JIYOYE; Jijoye; JIJOYE; P-2003; P3 (Jiyoye); P-3-Jijoye; P3-Jiyoye; P-3J; P3J; Jiyoye(P-2003); Jiyoye (P-2003); JiyoyeP-2003; JIYOYEP2003; OB2; GM04678
细胞形态	淋巴母细胞样
生长特性	悬浮细胞
培养方案A (默认)	RPMI-1640[GPM150110]+10% FBS[163210]+1% P/S[GPB180120] 培养条件: 空气, 95%; CO ₂ , 5%; 温度: 37℃
冻存条件	55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 液氮
传代步骤	可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养, 离心转速 参考1200 rpm (250 g左右), 离心3分钟。
传代比例	1:3-1:6
换液频率	2-3次/周

参考资料 (来源文献)

细胞背景描述	Jiyoye [Jijoye, P-2003, P-3J] is a B lymphocyte cell line from a Black, 7-week male patient with burkitts lymphoma.
倍增时间	~30-60 hours (DSMZ=ACC-590)
年龄 (性别)	Male; 7Y
组织来源	B淋巴母细胞
细胞类型	肿瘤细胞
癌症类型	淋巴瘤细胞
生物安全等级	BSL-2
抗原表达	HLA A32, B17, Bw37
基因表达	Epstein-Barr virus (EBV)
细胞保藏中心	ATCC; CCL-87

细胞株培养扩增技术服务申明

本公司受贵单位委托, 进行细胞株的技术服务工作, 并收取相应细胞技术服务费用, 细胞株技术服务具体项目清单见订购合同。本公司提供完善的技术支持及售后服务, 收到产品后处理方式及售后条款参见《细胞售后条例》。



收到常温细胞后如何处理？

(细胞培养详细操作步骤请参照《普诺赛细胞培养操作指南》)

1. 收到常温细胞后及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养2-4小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟代理商或我们联系；对于细胞培养操作及培养注意项有疑问的，可跟我们技术支持交流。

