

Western Blotting Antibody Dilution Buffer

Cat. No: E-IR-R121

Size: 100 mL/ 200 mL/ 500 mL

产品信息

产品编号	产品名称	100 mL	200 mL	500 mL	Storage
E-IR-R121	Western Blotting Antibody Dilution Buffer	100 mL	200 mL	500 mL	2~8°C

产品简介

Elabscience®生产的新一代 Western Blotting 一抗二抗稀释液是最新一代的高效抗体稀释液，总体效果显著优于传统的基于 BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉等的一抗二抗稀释液，可以用于 Western Blot (WB)时一抗和二抗的稀释和配制。

Western Blotting 一抗二抗稀释液可以有效节约抗体。本产品稀释和配制的抗体可以在 4°C 保存和使用不少于 6 个月，并且可以反复多次用于Western，利于节约一抗二抗。

本产品主要成分为经过反复优化的适量 BSA，适当的去垢剂和抗体稳定剂等，一方面能有效减少抗体的非特异性结合，另一方面可有效提升稀释后抗体的稳定保存时间。

Western Blotting 一抗二抗稀释液兼容性好。后续兼容辣根过氧化物酶(Horseradish peroxidase, HRP)、碱性磷酸酶(Alkalinephosphatase, AP)和生物素标记的二抗。本产品不含生物素，不会干扰基于生物素的检测。

Western Blotting 一抗二抗稀释液使用便捷。本产品无需添加任何额外的试剂，可以直接用于一抗 二抗的稀释。

按照每次抗体稀释需要 10 mL 稀释液计算，一个 100 mL 包装的Western Blotting 一抗二抗稀释液可以稀释 10 次抗体，一个 500 mL 包装的Western Blotting 一抗二抗稀释液可以稀释 50 次抗体。

实验操作指南

1. 参考所用一抗二抗的说明书，以及样品中目的蛋白的含量，按照适当比例，例如 1:500、1:1000 等 稀释抗体（具体稀释倍数，请按照说明书范围稀释）。
2. 抗体稀释后即可直接用于Western Blotting 抗体的孵育。

保存条件

2~8°C 保存，有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。